

| | přípravek | chemická báze | účinnost | koncentrace | expoze |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| plochy | SANICID 5 D.D.I. | stabilní kysličníky | A,B,V | 0,50% | 15 min. |
| | BACTILYSINE | polyalkylaminy | A,B,T,M,V | 0,25% | 15 min. |
| | SURFALYSE SF | KAS + aldehydy | A,B,V | 0,25% | 5 min. |
| | SURFANET | tenzidy + KAS | A,V | 0,25% | 15 min. |
| nástroje | BACTINYL S.L.I | stabilní kysličníky | A,B,C,T,M,V | 2% | 15 min. |
| | INSTRUZYME | enzymy + EDTA | A,B,T,M,V | 0,40% | 15 min. |
| | AMPHOLYSINE PLUS | biguanidy + KAS | A,B,T,M,V | 0,50% | 15 min. |
| | AMPHOLYSINE 4000 | betainy + oligomery | A,B,V | 0,40% | 5 min. |
| vyšší stupeň | BACTINYL 5M P.E. | stabilní kysličníky | A,B,C,T,M,V | neředí se | 15 min. |
| | ENDOSPORINE P | glutaraldehyd | A,B,C,T,M,V | neředí se | 60 min. |
| | DYNACIDE PA | kyselina peroctová | A,B,C,T,M,V | neředí se | 15 min. |
| postřik | BACTINYL SPRAY | stabilní kysličníky | A,B,V | neředí se | 15 min. |
| | NOVOSPRAY | alkohol + KAS | A,B,T,M,V | neředí se | 5 min. |
| | PULVISPRAY SF | alkohol + aldehydy | A,B,T,M,V | neředí se | 5 min. |
| | AMPHOMOUSSE | tenzidy + KAS | A,B,T,M,V | neředí se | 15 min. |
| ruce | PÉTERS DOUX | kokamidy + glycerin | A,V | mýdlo | 30 sek. / 1 min. |
| | ASEPTIL | alkohol + KAS | A,B,V,T | ubrousky | 30 sek. / 3 min. |
| | BACTIMAINS GEL | stabilní kysličníky | A,B,V | neředí se | 30 sek. / 3 min. |
| | MANURUB GEL | kyselina kaprylová | A,B,V | neředí se | 30 sek. / 3 min. |
| | MANURUB | fenoxyetanol + glykol | A,B,V | neředí se | 30 sek. / 3 min. |
| air | BACTINYL AIR | stabilní kysličníky | A,B,V | neředí se | 5 min. |
| | BACTINYL PUR | stabilní kysličníky | A,B,V | aerosolový sprej | 5 min. |
| speciály | BACTINYL ASPIRATION | stabilní kysličníky | A,B,V | 2% | 15 min. |
| | BACTINYL FRAISES | stabilní kysličníky | A,B,V | neředí se | 15 min. |
| | BACTINYL LINGE | stabilní kysličníky | A,B,V | 1% | 5 min. |
| | BAXIOL.SID | alkálie + EDTA | A,B,V | 1% | 5 min. |
| | DEOCHLOR | aktivní chlór | A,B,C,T,M,V | tablety | 30 min. |
| | DERMACYN | superoxidovaný roztok | A,B,C,V | neředí se | 15 min. |

DEZINFEKČNÍ PLÁN

Tabulka dezinfekční účinnosti

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
B usmrcení virů

C inaktivace bakteriálních spor

T usmrcení mykobakterií komplexu M.tuberculosis

M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií

V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

Tabulka použitých koncentrací

0,25% tj. 2,5 ml koncentráту do 1 litru vody

0,4 % tj. 4 g prášku do 1 litru vody

0,5% tj. 5 ml koncentráту do 1 litru vody

1% tj. 10 ml koncentráту do 1 litru vody

1,21% tj. 60,5 g prášku do 5 litrů vody

2% tj. 20 ml koncentráту do 1 litru vody